


Así funciona la cápsula


1 El paciente ingiere la **cápsula**, no reutilizable, en ayunas.

2 Ésta filma su recorrido por el interior del aparato digestivo.



Parches/sensores detectan la posición de la cápsula en todo momento.

3 Un **receptor** inalámbrico recibe y almacena las señales emitidas por la cápsula y los sensores.



Cinturón con grabador

4 Un ordenador convierte las señales en un **videoclip** mediante un programa informático.



Estómago



Intestino delgado

5 El especialista visualiza la película y selecciona las imágenes de mayor interés.